

524/E



Supace

524/E

Silla de aula

CARACTERISTICAS:


- Regulable en altura.
- Almohadillada, tapizada en semipiel color gris claro.
- Reposabrazos graduables en altura.
- Reposapiés regulable en altura.
- Estructura en acero pintado en color rojo y cromado.
- Ruedas giratorias, diámetro 6 cm., las dos traseras con freno.

ACCESORIOS INCLUIDOS:


- Taco abductor.
- Cinchas para sujeción de los pies.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Reposacabezas-prolongación de respaldo.
- Soportes laterales para tronco, graduables en anchura y altura.
- Mesa.



Reposacabezas -
prolongación respaldo



Soportes para tronco



Taco abductor




Mesa



Reposapiés con cinchas

DIMENSIONES



	Pequeña	Mediana	Grande
A - Anchura asiento	27	32	37
B - Profundidad asiento	30	34	39
C - Altura respaldo	35	41	42
D - Altura asiento-suelo	39+16*	42+16*	46+16*
E - Altura prolongación respaldo	19	19	19

Medidas orientativas en cm.

* Mínimo / Máximo

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA
Y PORTUGAL



ESCUPTOR LLIMONA, 17 - 08031 BARCELONA
TELS. 93 357 04 27 - 93 357 02 68 - FAX 93 357 02 68
www.supace.com info@supace.com



Nos reservamos el derecho de modificación sin previo aviso