



Birba en posición de basculación de 45°

Silla multifuncional de chasis de acero.

Disponibile en tres tallas y varios colores con sistema de basculación e inclinación del respaldo.

Para niños y adolescentes.

La silla puede bascular de 0° a 45°

El chasis está preparado para soportar sistemas posturales complejos.

Características básicas

Sistema de basculación de 0° a 45°

Inclinación del respaldo ajustable de 0° a 20°

Altura del respaldo regulable

Anchura y profundidad del asiento ajustables

Respaldo de aluminio con laterales de contención

Reposabrazos desmontables de altura ajustable

Reposacabezas multifuncional

Reposapiés plataforma desmontable, con altura y flexión ajustables



Medidas



23 cm
28 cm
33 cm
36 cm



respaldo +10° - -20°

asiento 45°

Profundidad del asiento de 20 a 45 cm
Carga máxima 60 kg.

Colores disponibles





Con ruedas de 22"




BIRBA estándar




Respaldo de liberación rápida

Accesorios y opciones



Sistema de extracción rápida



Protector de radios Tiger 22"



Protector de radios Spider 22"



Reposacabezas multifuncional



Reposacabezas multifuncional pequeño, de poliuretano



Reposacabezas multifuncional con occipital acolchado



Cinturón acolchado



Cinturón pélvico peq.



Control de tronco



Mesa transparente



Certificaciones ISO
18.09.18.012
18.09.18.202

RDM 859134