

OPTIMA

Supace



OPTIMA 400 - En posición de basculación de 40°



Optima 550

Silla multifuncional para personas con movilidad reducida. Asiento tapizado con un material transpirable y lavable, con un tejido que repele la suciedad y las infecciones, proporcionando la máxima comodidad al usuario.

La silla puede bascular de 0° a 40° y su respaldo se reclina de 0° a 20°.

Sus múltiples posibilidades de ajuste le proporcionan una gran capacidad de adaptación a las necesidades del usuario, evitando situaciones de inestabilidad.

Características básicas

Sistema de basculación de 0° a 40°

Inclinación del respaldo ajustable de 0° a 20°

Altura del respaldo regulable

Anchura y profundidad del asiento ajustables

Acolchado de PU anatómicamente moldeable

Respaldo con laterales de contención

Reposabrazos desmontables de altura ajustable




Optima 400

Medidas Optima 400



36 cm
40 cm
45 cm



41 - 56 cm



54 - 60 cm



52 cm



57 cm
61 cm
66 cm



109 cm



20 - 30 cm



29 kg



Carga máxima 120 kg

Accesorios y opciones



Reposapiés multifuncional



Respaldo con regulación de tensión



Reposacabezas multifuncional acolchado



Reposacabezas multifuncional acolchado grande



Reposacabezas multifuncional



Reposacabezas multifuncional



Reposabrazos para hemiplejias



Cinturón



Cinturón acolchado



Cinturón pélvico



Cintas de separación



Cinturón en Y



Cinturón de seguridad



Control de tronco




Banda para pantorrillas anchura 15 cm



Banda para pantorrillas anchura 25 cm



Control de tronco articulado



Mesa con borde



Mesa acolchada



Mesa rectangular



Mesa de plexiglás



**El tejido utilizado
para la tapicería
de OPTIMA
(Blizzard Thermal
Confort) es
muy transpirable
y previene las
infecciones.**

**También disponible en
Dartex.**

Certificaciones ISO
18.09.18.012
18.09.18.202

RDM 859134

