



pantherTM

Panther es una silla de ruedas sólida y cómoda.
Es fuerte y fácil de utilizar por niños de todas las
edades.



Con sus muchas posibilidades de ajuste y su amplia gama de accesorios, Panther proporciona un excepcional soporte postural y gran comodidad al niño.

Panther puede emplearse tanto en interior como exterior y está disponible en cuatro tallas. Es apropiada para niños de edades comprendidas entre los 2 y 14 años. No todos los niños son iguales – por eso es importante usar la tabla de medidas y encontrar la talla correcta.

Panther viene equipada con ruedas traseras de 12½” (30cm), 20” (50cm), 22” (56cm) o 24” (61cm).



Basculación/Reclinación del respaldo


Tanto el asiento como el respaldo se pueden inclinar al mismo tiempo. El ángulo del asiento con el respaldo no se modificará por ello

Tanto el asiento como el respaldo se pueden inclinar al mismo tiempo. El ángulo del asiento con el respaldo no se modificará por ello



Ajuste de la profundidad del asiento

Amplíe la profundidad del asiento en aprox. 9 cm deslizando la extensión del asiento. En ese caso necesitará pedir cojines extras que se venden por separado. Panther está disponible con un asiento estándar o con extensiones de +5 cm o +10 cm de profundidad



Centro de gravedad

El asiento se puede desplazar hacia adelante o retroceder para adecuar la posición del usuario. el niño siempre podrá maniobrar por si mismo incluso echado hacia atrás



Transporte seguro en vehículos

Panther ha sido sometida a pruebas de colisión y cumple la norma ISO 7176-19-2001 para el transporte de niños en vehículos de motor. (max. 57 kg)



Talla

94xx1xxxx

Panther está disponible en cuatro tallas. Se venden con manetas de empuje de inclinación ajustable



Color del chasis

Disponible en tres colores



Rosado



Azul



Madreperla negro
(precio extra)



Cuadrado



Con esquinas bise-
ladas

Color de la funda

Disponible en dos tipos



ABC Negro



Negro

Ruedas traseras

Escoja entre los diferentes tamaños de ruedas traseras. 20", 22" y 24" son las medidas estándar y vienen equipadas con Quick Release



20"/22"/24" Macizas o hinchables



12½" Hinchables

Frenos

Escoja entre los diferentes tipos de frenos



Freno manual (no disponible para ruedas de 12½")



Frenos de tambor (sólo disponible para ruedas traseras de 12½" y 22")

Ruedas delanteras

Escoja entre los diferentes tamaños de ruedas delanteras



Ruedas macizas
150x30/180x30
140x40/180x45




Ruedas hinchables
150x30/180x45

Horquilla delantera



Escoja entre los diferentes tipos de horquillas delanteras



Estándar



Quick Release



Medidas (cuadro de medidas para España)

	Talla 1	Talla 2	Talla 3	Talla 3+5	Talla 3+10	Talla 4
	cm	cm	cm	cm	cm	cm
Anchura del asiento (A)	28	32	36	36	36	40
Profundidad del asiento (B)	20-29	26-35	30-39	35-44	40-49	40-49
Altura del respaldo(C)	38	40	49	49	49	49
Longitud de la parte inferior de la pierna (D)	14-35	14-35	16-40	16-40	16-40	16-40
Distancia del suelo al asiento (E)	46-52	46-52	46-52	46-52	46-52	46-52
Anchura (G)	59	62	67	67	67	70
Longitud total (H)	84	92	100	100	100	120
Altura total (I)	95,5-110	95,5-110	95,5-110	95,5-110	95,5-110	95,5-110
Peso	16 kg	16,5 kg	17,5 kg	17,5 kg	17,5 kg	22 kg
Peso máximo del usuario	60 kg	60 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Peso máximo del usuario para el transporte	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg
Inclinación	Barra reposapiés		Respaldo	Asiento		
	-28° +87°		-2° +35	-9° +35°		

ACCESORIOS



Reposacabezas

99xxxxx-xx

Para una posición y soporte correcto

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Extensión de respaldo con funda

94055-x

Para una posición y soporte correcto

Talla	Medidas
1	H:12 x W:22 cm
2	H:12 x W:26 cm
3	H:12 x W:30 cm
4	H:12 x W:34 cm



Controles de tronco

83xxx-xxx

Para un soporte y seguridad adicionales

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Chalecos y cinturones

89111-xxx

Existe una gama de posibilidades para un mayor soporte

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



Taco abductor

94830-x

Evita la aducción de las piernas del usuario

Talla	Medidas
1	H:9 x W:9 x D:9 cm
2	H:9 x W:9 x D:12 cm
3	H:9 x W:9 x D:15 cm
4	H:9 x W:9 x D:18 cm



Soportes pivotantes para rodillas

94860-x.

Proporciona control y ajuste postural

Talla	Medidas
1	W:15 x D:11 cm
2	W:16 x D:11 cm
3	W:17 x D:11 cm
4	W:20 x D:12 cm



Reposabrazos

94710-x

Proporciona soporte a los brazos del usuario

Talla	Medidas
1	L:23 x W:8 cm
2	L:26 x W:8 cm
3	L:26 x W:8 cm
4	L:30 x W:8 cm



Reposabrazos de inclinación ajustable

94712-x.

Disponibile con barra estándar o extensible +10 cm

Talla	Medidas
1	L:23 x W:8 cm
2	L:26 x W:8 cm
3	L:26 x W:8 cm
4	L:30 x W:8 cm




Plafones laterales

94720-x

Proporciona control y ajuste postural

Talla	Medidas
1	H:9 x W:9 x D:9 cm
2	H:9 x W:9 x D:12 cm
3	H:9 x W:9 x D:15 cm
4	H:9 x W:9 x D:18 cm



Cojines laterales en forma de cuña

94721-xxx.

Proporciona control y ajuste postural

Talla	Medidas
1	H:9 x W:9 x D:9 cm
2	H:9 x W:9 x D:12 cm
3	H:9 x W:9 x D:15 cm
4	H:9 x W:9 x D:18 cm



Soporte para pantorrillas

87478-x.

Ayuda a proteger y a posicionar las piernas

Talla	Medidas
1	H:9 x W:9 x D:9 cm
2	H:9 x W:9 x D:12 cm
3	H:9 x W:9 x D:15 cm
4	H:9 x W:9 x D:18 cm



Mesa

94230-x

Véase la sección de accesorios al final del catálogo para más información sobre opciones y medidas



ACCESORIOS



Asa de empuje articulable

9498x.

Ajustable hasta obtener la posición de empuje óptima

Talla	Medidas
1	W:38,5 x D:26 cm
2	W:44 x D:27 cm
3	W:48 x D:28 cm
4	W:52 x D:28 cm



Fijación para transporte

94900-01. Sometido a pruebas y aprobado según la norma ISO 7176/19 para un transporte seguro en vehículos de motor. (max. 57 kg)

Talla única



Reposapiés

95144-x.

Instalado con el adaptador de reposapiés de Panda Futura/Wombat 94956

Talla	Medidas
1	W:31 x D:19 cm
2	W:36 x D:23 cm
3	W:41 x D:24 cm

