



serval frameTM

Serval Frame es un chasis buggy, diseñado para hacer la vida más fácil a padres y cuidadores.



Serval Frame se distribuye con ruedas delanteras giratorias y regulación del asa de empuje. Es fácilmente plegable, lo que lo hace ideal para ir de compras o pícnicos.

Serval Frame está disponible en dos tallas y dos versiones, dependiendo del asiento elegido. Tanto los asientos de Panda Futura tallas 1-2½ y x:panda tallas 1-2 pueden instalarse en Serval Frame.

Serval Frame se distribuye en color plateado con elegantes ruedas negras. La carga máxima que permite Serval Frame es de 50 kg.



60-65 cm



67-84 cm



89 cm



max.50 kg



Inclinación del asa de empuje articulada

El asa de empuje se puede ajustar para obtener una óptima posición de empuje



Chasis plegable

Serval Frame puede plegarse para facilitar su almacenaje o transporte



Basculación

La función de basculación resulta muy útil cuando el usuario necesita descansar. Simplemente bascule la unidad de sedestación hasta la posición deseada



Transporte seguro en vehículos

Serval Frame cumple con la normativa internacional de tráfico para sillas de ruedas ISO 7176-19. Puede utilizarse con unidades de sedestación que cumplan con la norma ISO 1684-4




Chasis Serval

El chasis Serval está disponible en dos versiones. Con el receptor para el asiento Serval o con un adaptador para asientos Panda Futura y x:panda



Color




Plateado

Otros asientos

En Serval Frame se pueden adaptar otros tipos de asientos, por ejemplo Serval, Panda Futura y x:panda. Léase sobre asientos en la sección de Serval, Panda Futura y x:panda





Medidas

Chasis	Ancho (G)	Longitud (H)	Altura (I)	Peso	Peso máximo del usuario	Peso máximo del usuario en vehículo	Ángulo del asiento
Serval frame, talla 1	60 cm	67-84 cm	89 cm	11 kg (24 lb)	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)	-19° - +31°
Serval frame, talla 2	65 cm	67-84 cm	89 cm	12 kg (26,5 lb)	50 kg (110 lb)	43 kg (94,5 lb)	-19° - +31°



ACCESORIOS



Protección para los brazos

87489-115

Para una mayor comodidad



Fijaciones para el transporte

87900-01

Serval Frame ha sido sometida a pruebas y aprobada según la norma ISO 7176/19



Bolsa de red

84082

Espacio extra para almacenaje



Cesta portaobjetos

87486-x

Espacio extra para almacenaje



Adaptador

Para montar asientos Panda Futura y x:panda



Bandeja portaobjetos

87486-10

Talla	Medidas
1 + 2	L: 45 x W:35 x: H:31 cm

