



winther reha trailer™

Winther reha trailer es un remolque sólido y flexible con excelentes cualidades de conducción



Es un dispositivo ligero que tiene una fantástica suspensión y que se puede utilizar tanto como remolque de bicicleta como una sillita de paseo para footing.

Garantizar una seguridad óptima y una conducción fluida/tranquila son las palabras claves de este remolque aerodinámico. Equipado con el asiento de Panda Futura, el remolque es genial para el transporte de niños.



Asa de empuje

El asa de empuje se ajusta a la altura de cualquier usuario que transporte el remolque



Tope de seguridad para ruedas

El remolque versión estándar se entrega con tope de seguridad para un aparcamiento seguro



Habitáculo para equipaje

Transporte su equipaje o compras en la parte trasera del asiento





Abatible

Winther Reha trailer se puede abatir para su transporte o almacenaje



Estándar

90010-WI. El remolque esta disponible en un único tamaño



Medidas

	Un talla
	cm (pulg)
Ancho (A)	79 (30¾")
Altura (B)	115 (45¼")
Longitud con rueda delantera	136 (53")
Longitud con barra de tracción	162 (63¼")
Altura, plegado	39 (15¼")
Longitud, plegado	101 (39½")
Peso sin la barra de empuje y la rueda delantera	13 kg (28,5 lb)
Peso del usuario /carga, máximo	45 kg (99 lb)
Ángulo del asiento	13° - 23°

SUPACE Orto-Distribución S.L. Distribuidor exclusivo para España

ACCESORIOS



Asiento estándar de Panda. 890211-xx Más información sobre el asiento en la sección de Panda Futura

Talla	medidas
1	SW: 22 x SD: 22 cm
2	SW: 22 x SD: 24 cm
2½	SW: 25 x SD: 28 cm
3	SW: 29 x SD: 31 cm



Asiento activo de Panda 890121-xx Más información sobre el asiento en la sección de Panda Futura

Talla	medidas
2	SW: 22 x SD: 24 cm
2½	SW: 25 x SD: 28 cm
3	SW: 29 x SD: 31 cm



Asiento x:panda 89101XX-01 Más información sobre el asiento en la sección de x:panda

Talla	medidas
1	SW:16-24xSD:16-26 cm
2	SW:20-28xSD:20-30 cm
3	SW:26-36xSD:26-39 cm



Asiento Serval 87472-115 Más información sobre el asiento en la sección de Serval

Talla	medidas
1	SW: 28 x SD: 18-28 cm
2	SW: 33 x SD: 25-34 cm




Placa del respaldo y del asiento 90030-WI

Talla única



Adaptador para Serval 89544-01 Adaptador para los accesorios de los asientos de Serval

Talla única



Sujeción de 5 puntos 89665-1 Ajusta la mejor posición y estabilización del usuario

Talla única



Kit de conversión 90040-WI

Talla única



Kit de ensamblaje completo WI0039201 Para remolque y bicicleta

Talla única