



Silla de ruedas para niños y jóvenes con capacidad suficiente para conducirla por sí mismos o con una pequeña ayuda.

**FOLLETO** es la evolución de GR110, equipada con un **chasis de aluminio**, ruedas ABS y asientos moldeados y estampados.

**FOLLETO** – Silla de ruedas plegable con **chasis de aluminio**



**FOLLETO – FLY**



**FOLLETO – 1000RGHIE**

# Características básicas

Respaldo de tensión regulable

Regulación de la posición de las ruedas traseras mediante resortes

Sistema de extracción rápida

Ruedas de ABS


Asas de empuje de altura ajustable

Reposapiés plataforma desmontable, con altura y flexión ajustables



Folleto Fly

## Medidas



23 cm  
28 cm  
33 cm  
36 cm



31 cm



25 cm



48 cm



41 cm  
46 cm  
54 cm  
57 cm



102 cm



11 kg



Carga máxima 60 kg

# Colores disponibles



# Accesorios y opciones



Protector de radios Tiger 22"



Protector de radios Spider 22"



Cinturón



Cinturón acolchado



Cinturón pélvico peq.



Dispositivos antivuelco opcionales



## Certificaciones ISO

12.21.06.036

12.24.03.121

12.24.06.160

12.24.06.172

12.24.21.106

12.24.21.109

12.24.21.112

RDM 858495