



mesasTM

Las hay de diferentes formas, colores y materiales para cada tipo de usuario.



Algunas mesas tienen bordes para mantener los juguetes, otras, sin embargo, no los tienen para proporcionar mayor libertad de movimiento.

Algunas mesas tienen una barra central montada en el reposabrazos para que se pueda retirar la mesa antes de que se siente el usuario en la silla. Otras mesas están montadas con barras paralelas en ambos reposabrazos.

Algunos usuarios se pueden beneficiar de utilizar una mesa transparente.




Mesa de madera

La mesa de madera con borde se puede montar en distintos sistemas de sedestación




Mesa gris PS

La mesa PS con borde se puede montar en distintos sistemas de sedestación



Mesa transparente PS

La mesa transparente con borde se puede montar en distintos sistemas de sedestación




Mesa transparente PS, con forma

La mesa transparente sin borde se puede montar en distintos sistemas de sedestación



Bandejas




Mesa con borde, forma 1

Talla única

Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	1,2,2½
Panther	1,2
Cougar	-
Wombat	1,2
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-




Mesa con borde, forma 2

Talla única

Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	2½,3
Panther	-
Cougar	1,2
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa con borde, forma 3

Talla única

Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	4
Panther	4
Cougar	1,2
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-




Mesa con borde, forma 5

Talla única

Recomendamos esta mesa para

x:panda	1-3
Panda Futura	1,2,2½
Panther	1,2
Cougar	1
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa con borde, forma 6


8910720-2, 8910725-2,,

8910725-5

Talla única

Recomendamos esta mesa para

x:panda	1-4
Panda Futura	2½,3,4,5
Panther	2,3
Cougar	1,2
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa con borde, forma 7

8910725-3

Talla única

Recomendamos esta mesa para

x:panda	4
Panda Futura	-
Panther	-
Cougar	-
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa con borde, forma 8

Talla única

Recomendamos esta mesa para

x:panda	1-2s 8976350
Panda Futura	1-2 8976350
Panther	1-2 8976350
Cougar	-
Wombat	1-2 8976350
Nandu	1-2 8576350
Stingray	1-2 8776350
Serval	1-2 8776351

Bandejas



Mesa sin borde, forma 1
94230-2
Talla única
Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	-
Panther	1,2
Cougar	-
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa sin borde, forma 2
94230-4
Talla única
Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	-
Panther	3,4
Cougar	-
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa sin borde, forma 3
900240-1
Talla única
Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	-
Panther	-
Cougar	-
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa sin borde, forma 4
Disponibile en transparente P5
970240-1, 97240-2 & 9512x
Talla única
Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	-
Panther	-
Cougar	1-4
Wombat	1-2
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa sin borde, forma 5
970260-1 & 970260-2
Talla única
Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	-
Panther	-
Cougar	1-4
Wombat	2
Nandu	-
Stingray	-
Serval	-



Mesa sin borde, forma 6
87200x0
Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	-
Panther	-
Cougar	-
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	1-2
Serval	-




Mesa sin borde, forma 7
87421-x
Recomendamos esta mesa para

x:panda	-
Panda Futura	-
Panther	-
Cougar	-
Wombat	-
Nandu	-
Stingray	-
Serval	1-2




Medidas



Mesa con borde, forma 1

Medidas


A:49 x B:39 x C:24 cm



Mesa con borde, forma 2

Medidas


A: 59 cm - B: 54½ cm
C: 44 cm - D: 15 cm
E: 7½ cm - F: 6½ cm



Mesa con borde, forma 3

Medidas


A:61 x B:45 cm
C:12 x D:8 x E:5 cm



Mesa con borde, forma 5

Medidas


A:60 x B:52 cm
C:28 x D:17 cm



Mesa con borde, forma 6

Medidas


A:61½ x B:56 cm
C:36 x D:21 cm



Mesa con borde, forma 7

Medidas

A:65 x B:59 cm




Mesa con borde, forma 8

Medidas

A:44 x B:34 cm


Medidas



Mesa sin borde, forma 1

Medidas


A:50 x B:40 cm
C:32 x D:46 cm



Mesa sin borde, forma 2

Medidas


A:57 x B:40 cm
C:39 x D:53 cm



Mesa sin borde, forma 3

Medidas


A:53 x B:27½ cm



Mesa sin borde, forma 4

Medidas


A:60 x B:34 cm



Mesa sin borde, forma 5

Medidas


A:60 x B:56½ cm
C:38 x D:46½ cm



Mesa sin borde, forma 6

Medidas

A:46 x B:41 cm
C:51 x D:48 cm



Mesa sin borde, forma 7

Medidas

1 A: 42 x B:29 cm
2 A: 47 x B:34 cm

ACCESORIOS



Barra para juguetes

8910740

Se adapta en el riel



Barra para mesa

8910750



Reposabrazos almohadado para mesa

8910730

Proporciona soporte a los antebrazos