



reposacabezasTM

La amplia gama de reposacabezas aporta un gran número de posibilidades individualizadas.



Los reposacabezas ayudan a mantener la cabeza en una posición óptima y proporcionan soporte adecuado tanto en posiciones de descanso o activas.

Existe una gran variedad de reposacabezas disponibles con diferentes formas y características. Los reposacabezas ajustables tienen forma ergonómica y pueden estar equipados con un dispositivo dinámico que absorbe la energía de la extensión. Este reposacabezas está disponible con o sin altavoces.

La funda es desmontable y lavable a 40°C. Los reposacabezas han sido diseñados para los productos R82, pero también se pueden adaptar a productos de otros fabricantes.



En sistemas de sedestación

La amplia gama de reposacabezas pueden instalarse fácilmente en los sistemas de sedestación. Como este reposacabezas ajustable y dinámico con altavoces. Conectando un reproductor mp3 disfrutará de su música favorita



Sobre sillas de ruedas

La amplia selección de reposacabezas se pueden montar fácilmente sobre las sillas de ruedas



Sobre bipedestadores

La amplia selección de reposacabezas se pueden montar fácilmente sobre bipedestadores



Sobre sillas de baño

La amplia selección de reposacabezas se pueden montar fácilmente sobre las sillas de baño



Reposacabezas

Escoja entre las distintas formas de reposacabezas 99XXxxx-xx



Reposacabezas n° 1
XX=01



Reposacabezas n° 2
XX=03



Reposacabezas n° 3
XX=05



Reposacabezas n° 4
XX=06



Reposacabezas n° 7,
plano, XX=13 n° 8,
plano, XX=20



Soporte anatómico
n° 1, almohadillado.
XX=14



Soporte anatómico
para cabeza, pequeño
XX=23



Soporte anatómico
para cabeza, medi-
ano XX=45



Soporte anatómico
para cabeza, grande
XX=67



Reposacabezas ajust-
able con (XX=71) o sin
(XX=73) altavoces



Reposacabezas
ajustable con cuatro
laterales XX=75



Reposacabezas ajust-
able con dos laterales
XX=77

Colores reposacabezas y cincha para cabeza

99xxXxx-xx




Almohadillado/
espuma X=0




Gris PU X=1




Negro PU X=2



Blanco PU X=3



Reposacabezas
anatómico, sin cincha
X=4



Reposacabezas
anatómico, con
cincha X=5

Sistemas de barra

Escoja entre los diferentes sistemas de barra de reposacabezas 99xxxXX-xx



Sistema de barra
Swan horizontal
XX=1X, XX=2X



Sistema de barra
Swan vertical XX=X1,
XX=X2



Sistema de barra Tur-
tle, grande XX=93



Sistema de barra Tur-
tle, pequeño XX=93



i-to-i anclaje 87590

Funda

Escoja entre los diferentes colores y diseños 99xxxx-XX



Sin funda XX=00



Confort XX=14




Confort XX=15




Confort XX=18



Decutex XX=83



Trevira CS XX=84



ABC XX=70



Mesh (sólo para los reposacabezas ajustables) XX=85

Reposacabezas

Escoja entre las distintas formas de reposacabezas 99XXxxx-xx



Reposacabezas nº 1
XX=01



Reposacabezas nº 2
XX=03




Reposacabezas nº 3
XX=05



Reposacabezas nº 4
XX=06



Gris PU X=1



Blanco PU X=1

Colores

Escoja el color PU 99xxXxx-xx

Sistemas de barra

Escoja entre los diferentes sistemas de barra de reposacabezas de acero inoxidable 99xxxx-XX




Sistema de barra
Swan horizontal
XX=1X, XX=2X



Sistema de barra
Swan vertical XX=X1,
XX=X2




Sistema de barra
de acero inoxidable
XX=48, XX=47



Sistema de barra Tur-
tle, pequeño XX=45




Medidas



Reposacabezas n°1

Reposacabezas estrecho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios pequeños que necesitan control de cabeza. Disponible en blanco y negro PU


Talla Medidas
único A:10 x B:12 x C:12 cm



Reposacabezas n°2

Reposacabezas ancho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios que necesitan control de cabeza. Disponible en blanco, gris y negro PU


Talla Medidas
único A:10 x B:16 x C:11 cm



Reposacabezas n°3

Reposacabezas estrecho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios que necesitan control de cabeza. Disponible en blanco, gris y negro PU


Talla Medidas
único A:10½ x B:13 x C:15 x D:8 cm



Reposacabezas n°4

Reposacabezas ancho con profundidad en los laterales. Ideal para usuarios con mejor control de cabeza. Disponible en blanco, gris y negro PU


Talla Medidas
único A:10 x B:15 x C:7 cm



Reposacabezas n°7+8

Reposacabezas sin laterales. Especialmente utilizado como soporte para tronco y extensión del respaldo. Con relleno de espuma y tapizado


N° Medidas
7 A:10 x B:25 cm
8 A:9 x B:16 cm



Reposacabezas anatómico para cabeza

Posiciona la cabeza correctamente


N° Medidas
1 A:13 x B:12 x C:17 cm



Reposacabezas anatómico para cabeza


Disponible en tres tallas

Talla Medidas
S A:14½ x B:14 x C:24 cm
M A:15½ x B:14 x C:26 cm
L A:17 x B:14 x C:32 cm



Cinta para cabeza


Talla única



Reposacabezas ajustable


Disponible con o sin altavoces

Talla Medidas
único A: 12 x B: 15 x C: max. 24 cm



Reposacabezas ajustable con dos o cuatro laterales


Talla Medidas
único A: 12 x B: max. 24 x C: max. 20 cm



Sistema de barra Turtle, pequeño

Disponible en acero y acero inoxidable

Medidas
A: 13 cm
B: 10-22 cm




Sistema de barra Turtle, grande

Disponible en acero

Medidas
A: 26 cm
B: 10 - 22 cm

Medidas




Sistema de barra Swan, horizontal

Disponible en acero y acero inoxidable

Medidas

L: 10 cm
L: 20 cm




Sistema de barra Swan, vertical

Disponible en acero y acero inoxidable

Medidas

H: 19 cm
H: 34 cm




Sistema de barra lisa, acero inoxidable

Disponible en acero inoxidable

Medidas

H: 23 cm
H: 37 cm



I-to-I anclaje

Disponible en acero

Medidas

H: 12 cm

