



COJÍN SUPER GEL (40 / 44)

(0112008-40 / 0112008-44)



100 kg



COJÍN



El cojín Super Gel es un innovador producto con 3 niveles (espuma-gel-espuma), adecuado para la prevención de las úlceras por presión (Riesgo Bajo - Escala Braden).



DISEÑO ÚNICO

Fabricado en un novedoso sistema con 3 niveles: espuma-gel-espuma.

Funda extraíble, impermeable y lavable.

Velcro en la parte inferior para una mejor sujeción del cojín a la silla.

DIMENSIONES Y PESOS

COJÍN SUPER GEL 40
 (0112008-40)

COJÍN SUPER GEL 44
 (0112008-44)

Dimensión cojín:	400 X 420 X 60 mm	440 X 420 X 60 mm
Peso cojín:	1,2 kg	1,2 kg
Dimensiones de la caja:	450 x 430 x 80 mm	450 x 430 x 80 mm
Peso total de la caja:	1,25 kg	1,25 kg
Unidades por caja exterior:	15	15
Dimensión total de la caja exterior:	455 x 540 x 925 mm	455 x 540 x 925 mm
Peso total de la caja exterior:	19 kg	19 kg


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COJÍN SUPER GEL 40
 (0112008-40)

COJÍN SUPER GEL 44
 (0112008-44)

Material :

Cojín:	Espuma y gel	Espuma y gel
Funda:	Poliéster 100%. Impermeable	Poliéster 100%. Impermeable



GARANTÍA

Super Gel: 1 año*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS

