



Equipos de Sedestación -
Sistemas Estáticos - Cojines

APEX
Para una mayor calidad de vida

APEX BULGEL (0112013)



90 kg



SEGURO

Antialérgico, fácil de limpiar y desinfectar.
Impermeable a líquidos.
Material ignífugo.

El Bulgel es el cojín de gel de poliuretano líquido con espuma de gran viscosidad. Ofrece un perfecto moldeado en la zona de mayor presión.



DIMENSIONES Y PESOS

• Dimensiones cojín:	410 X 410 X 30 mm
• Peso cojín:	4 kg
• Dimensiones de la caja:	480 x 480 x 55 mm
• Peso total de la caja:	4,7 kg
• Unidades por caja exterior:	5
• Dimensión total de la caja exterior:	500 x 500 x 300 mm
• Peso total de la caja exterior:	25,4 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Material:

Cojín:

Gel de poliuretano líquido con espuma

Funda:

Transpirable (3D nido de abeja)

GARANTÍA

- Cojín: 2 años*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

CERTIFICADOS



Funda transpirable (3D nido de abeja)