



## ANDADOR CLASSIC (0401010CM)

## ANDADOR CLASSIC 2 RUEDAS (0401035)

## ANDADOR CLASSIC 2 RUEDAS CON ASIENTO (0401038)

La línea Classic de Apex aporta la máxima estabilidad gracias a un diseño robusto.



### ESTABLE

Gracias a su estructura de acero/aluminio y a sus conteras antideslizantes.

### REGULABLE

Ajustable a 5/8 posiciones.

### CÓMODO

Incorpora asiento acolchado.

### COMPACTO

Puede plegarse para su almacenamiento.



ANDADOR CLASSIC (0401010CM)

ANDADOR CLASSIC 2 RUEDAS (0401035)

ANDADOR CLASSIC 2 RUEDAS CON ASIENTO (0401038)

## DIMENSIONES Y PESOS

	Andador Classic (0401010CM)	Andador Classic 2 Ruedas (0401035)	Andador Classic2 Ruedas con Asiento(0401038)
Dimensión andador:	530 x 480 x 813-914 mm	535 x 660 x 750-950 mm	535 x 660 x 750-950 mm
Peso andador:	2,3 kg	2,5 kg	2,6 kg
Unidades por caja exterior:	4	2	2
Dimensión total de la caja exterior:	570 x 280 x 800 mm	660 x 27 x 500 mm	660 x 27 x 500 mm
Peso total de la caja exterior:	10,3 kg	11 kg	12 kg

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Andador Classic (0401010CM)	Andador Classic 2 Ruedas (0401035)	Andador Classic2 Ruedas con Asiento(0401038)
Material:	Aluminio anodizado (2,2 cm de diámetro)	Acero (2,2 cm de diámetro)	Acero (2,2 cm de diámetro)
Regulable en altura:	5 posiciones (ajuste 2,5 cm)	8 posiciones (ajuste 2,5 cm)	5 posiciones (ajuste 2,5 cm)
Plegable:	Mediante un botón	Manualmente	Manualmente
Peso máximo soportado:	100 kg	100 kg	100 kg

## GARANTÍA

Andador: 2 años\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

## CERTIFICADOS

