



# ROLLATOR FUTURA (0401048)



El rollator Futura es el rollator Apex con el diseño más moderno y completo de la gama.



## MUY LIGERO

Solo 5,5 kg de peso gracias a su estructura de aluminio.

## SEGURO

Ruedas más altas que aportan una mayor estabilidad. Sistema de frenos con función bloqueo que permite una parada segura.

## CÓMODO

Incorpora asiento con respaldo. Con mangos regulables en altura y empuñaduras ergonómicas. Fácilmente plegable.

## COMPLETO

Con bolsa portaobjetos. Incorpora porta bastón de serie. Modo transporte, ocupando el mínimo espacio.

## DIMENSIONES Y PESOS

- Dimensiones rollator: ...690 x 640 x 790-920 mm
- Peso rollator: ...5,5 kg
- Unidades por caja exterior: ...1
- Dimensión total de la caja exterior: ...720 x 650 x 800 mm
- Peso total de la caja exterior: ...5,5 kg



Sistema de frenos con función bloqueo

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material: ...Aluminio anodizado (2,2cm de diámetro)
- Reglable en altura: ...6 posiciones (ajuste 2,5 cm)
- Plegable: ...Manualmente
- Medidas del asiento: ...44 x 20 cm
- Altura del suelo al asiento: ...52 cm
- Peso máximo soportado: ...136 kg



Porta bastón de serie

## GARANTÍA

- Rollator: 1 año\*

\*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

## CERTIFICADOS



Totalmente plegable (modo transporte)