



i Explorer (0401058 / 0401059)



1



2



3



4



La I-Explorer es la silla ultraligera Apex. Ideal para espacios reducidos y viajar con ella.



PLEGABLE

Plegado instantáneo.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Sus ruedas traseras permiten moverla como un trolley una vez plegada.

LIGERA Y ROBUSTA

Gracias a su batería de litio su peso total es de 25-26 kg. 4 años de garantía en su chasis de aluminio.

CÓMODA

Gracias a sus apoyabrazos anatómicos y a su cojín anatómico vielástico.



ACCESORIOS

- 04060472: Reposapiés elevable para I-Explorer
- 04060492: Reposapiés elevable para I-Explorer XL



- 04060473: Linterna



- 04060475: Soporte teléfono



- 04060474: Soporte tablet



- 04060476: Programador



- 04060477: Sujeta vasos



- 04060478: Maleta de viaje



DIMENSIONES Y PESOS

	I-EXPLORER (0401058)	I-EXPLORER XL (0401059)
Dimensiones I-Explorer (largo x ancho x alto):	1000 x 660 x 900 mm	1000 x 700 x 925 mm
Dimensiones I-Explorer plegada:	305 x 660 x 760 mm	785 x 700 x 340 mm
Peso con baterías I-Explorer:	25 kg	26 kg
Unidades por caja exterior:	1	1
Dimensión de la caja exterior (largo x ancho x alto):	700 x 400 x 890 mm	700 x 400 x 890 mm
Peso total de la caja exterior:	37,4 kg	41,2 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	I-EXPLORER (0401058)	I-EXPLORER XL (0401059)
Peso máximo soportado:	115 kg	150 kg
Tipo motor:	Motor C.C. sin escobillas 24V-180W	Motor C.C. sin escobillas 24V-180W
Ruedas:		
Delantera:	7 ". Macizas	7 ". Macizas
Trasera:	8 ". Macizas	10 ". Macizas
Baterías:		
Especificaciones:	De litio	De litio
Tipo de cargador:	10 Ah - 24V	16 Ah - 24V
Peso sin baterías:	23 kg	24 kg
Pendiente máxima:	12°	12°
Velocidad máxima::	6 km/h	6 km/h
Radio de giro:	90 cm	95 cm

CERTIFICADOS



GARANTÍA

- Bastidor: 4 años*
- Motor: 1 año*
- Baterías: 6 meses*
- Joystick: 1 año*
- Panel de control: 1 año*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.