ELFO





Talla 3 Talla1

ELFO es un plano inclinado prono, capaz de colocar al niño en posición vertical.

Inclinación graduable con recorrido continuo.

Tallas 0 y 1 desde 90° (bipedestación) hasta 60° (plano inclinado prono) Tallas 2 y 3 desde 90° (bipedestación) a 45° (plano inclinado prono)



NEW LINE

www.supace.com info@supace.com telf: 93 357 04 27

Características básicas

Mesa de altura, inclinación y profundidad graduables

Soporte pectoral almohadillado con cincha ajustable

Soporte abdominal almohadillado

Soporte de glúteos graduable en profundidad

Soportes pélvicos de anchura y profundidad graduables

Soportes de rodillas graduables y envolventes que evitan las presiones concentradas sobre las rótulas.

Reposapiés graduables con taloneras y cinchas.

4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

Posibilidad de incorporar otros accesorios, como controles de tronco.









	Talla 0	Talla 1	Talla 2	Talla 3
Reposapiés - Soporte pectoral	48 + 16	58 + 22	74 + 28	97 + 34
Reposapiés - Soporte sacro	28 + 16	28 + 22	38 + 30	39 + 34
Reposapiés - Soporte de rodilla	12 + 16	12 + 22	24 + 30	25 + 34
Reposapiés - Mesa	42 + 26	46 + 32	61 + 24	76 + 48
Longitud del chasis	78	78	94	94
Anchura del chasis	49	49	59	59
Inclinación del chasis	60°	60°	45°	45°

