

Relievo V-Gel

Superficies Especiales de Manejo de Presión



El colchón Relievo V-Gel es la SEMP Apex estática idónea para un uso domiciliario y sociosanitario.

Relievo V-Gel es una superficie compuesta por 2 capas:

- Una capa superior de visco con partículas de gel con propiedades termorreguladoras. Su estructura única de célula abierta mejora el flujo de aire en 95% para producir una espuma respirable e inodora.
- Una base de espuma de poliuretano de alta densidad para dar firmeza a la SEMP. Está diseñada con cortes transversales para una mayor adaptación en camas articuladas.



Su funda bielástica, fabricada con tejido de poliuretano, se adapta al cuerpo del paciente. Es transpirable e impermeable a líquidos. Incluye cremallera en U protegida con una solapa para evitar la entrada de líquidos.



Descripción de Producto	Referencia
Relievo V-Gel 90 cm	01130006
Relievo V-Gel 105 cm *bajo pedido*	01130006-105
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	40 x 40 x 92 cm
Peso total de la caja	10,5 kg

Especificaciones técnicas	
Medidas del colchón 90 cm	190 x 90 x 15 cm
Medidas del colchón 105 cm	190 x 105 x 15 cm
Base del colchón	10 cm de Poliuretano 30 kg/m³ - 4,5 kPa Con cortes para un mejor ajuste en camas articuladas
Capa superior	5 cm de foam con partículas de gel. 50 kg/m³
Peso máximo soportado	130 kg
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	4 años

Especificaciones de la funda	
Material	PU impermeable bielástica
Cierre	Cremallera con solapa
Resistente al agua	Sí
Permeable al vapor	Sí
Antialérgica	Sí
Protocolo de limpieza	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Certificaciones	OEKO-TEX STANDARD 100
Garantía	2 años



APEX MEDICAL, S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta 48008 Bilbao (Vizcaya) Tel: 94.470.64.08 Fax: 94.470.64.09

Fax: 94.470.64.09 info@apexmedical.es www.apexmedicalcorp.com

