



Enea Serie Baño

Ayudas para el Baño

Enea Serie Baño

Ayudas para el Baño

Enea Serie Baño ofrece asientos, sillas y asideros que permiten un uso del aseo más cómodo y seguro. En su fabricación se han empleado materiales resistentes al agua que impiden un desgaste prematuro y aseguran una mayor vida útil del producto.



Banco Ducha Enea

El Banco Ducha Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura en aluminio anodizado resistente al agua. Sus 4 patas con inclinación exterior y sus conteras de goma ayudan a evitar caídas. Para una mayor comodidad, las patas son ajustables en altura (38-48 cm) y el asiento está perforado para lograr un mejor drenaje del agua.



Banco Ducha con Respaldo Enea

El Banco Ducha con Respaldo Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura en aluminio anodizado resistente al agua. Sus 4 patas con inclinación exterior y sus conteras de goma ayudan a evitar caídas. Para una mayor comodidad, las patas son ajustables en altura (38-48 cm) y el asiento está perforado para lograr un mejor drenaje del agua. Además el respaldo permite mantener erguido al usuario.



Silla Ducha Enea

La Silla Ducha Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura en aluminio anodizado resistente al agua. Para una mayor seguridad, incorpora frenos en sus cuatro ruedas de 12,5 cm. Cuenta con reposapiés y reposabrazos fabricados en poliuretano acolchado aportando una comodidad extra. Los reposapiés son desmontables y los reposabrazos abatibles facilitando el acceso al usuario. Incorpora un cubo para poder usarla como silla inodoro.



Asiento Giratorio Ducha Enea

El Asiento Giratorio Ducha Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura de acero inoxidable resistente al agua y con tan solo 4,4 kg de peso. Para una mayor seguridad, el asiento incorpora una palanca de bloqueo en 4 posiciones diferentes que permiten un giro de 360°. Cuenta con reposabrazos que ofrecen una mayor seguridad. El asiento está perforado para lograr un mejor drenaje del agua.



Asidero Ducha Enea

El Asidero Ducha Enea permite al usuario un punto de apoyo extra que facilita el desplazamiento en el baño de una manera segura. Tiene una gran robustez, soportando hasta 70 kg de fuerza máxima. Para una mayor seguridad, incorpora un dispositivo que advierte de la correcta o incorrecta colocación del mismo.

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Banco Ducha Enea	0402001	65 x 12,7 x 39 cm Caja de 2 uni	4,5 kg
Banco Ducha con Respaldo Enea	0402003	65 x 20 x 39 cm Caja de 2 uni	6 kg
Silla Ducha Enea	0402014NA	59,5 x 51,5 x 59,5 cm	15 kg
Asiento Giratorio Ducha Enea	0402046	79 x 58 x 40,5 cm Caja de 2 uni	9 kg
Asidero Ducha Enea	0402020C35	10,5 x 11,7 x 40,5 cm	0,7 kg

Especificaciones técnicas	Banco Ducha Enea	Banco Ducha con Respaldo Enea	Silla Ducha Enea	Asiento Giratorio Ducha Enea	Asidero Ducha Enea
Dimensiones (largo x ancho x alto)	48 x 40 x 38 - 48 cm	48 x 40 x 68 - 78 cm	56 x 88 x 101 cm	73,5 x 51,5 x 51,5 cm	35 cm de largo
Peso del producto	2 kg	2,5 kg	13,2 kg	4,4 kg	0,58 kg
Material	Poliuretano plástico y aluminio anodizado	Poliuretano plástico y aluminio anodizado	Aluminio. Poliuretano acolchado	Acero inoxidable	Plástico
Medidas del asiento (largo x ancho)	48 x 30 cm	48 x 30 cm	45 x 42,5 cm	44 x 41 cm	
Altura del suelo al asiento	38 - 48 cm	38 - 48 cm	54 cm	20 cm	
Altura hasta el apoyabrazos			74 cm	35 cm	
Reposapiés			Sí		
Apoyabrazos	No	No	Sí	Sí	
Cubo inodoro			Sí		
Ruedas/Conteras	Conteras	Conteras	Ruedas	Conteras	
Frenos de seguridad			Sí		
Peso máximo soportado	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	70 kg
Diámetro del disco					9,3 cm
Distancia a la pared					6,5 cm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

APEX MEDICAL, S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: 94.470.64.08

Fax: 94.470.64.09

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com





Enea Serie Inodoro

Ayudas para el Inodoro

Enea Serie Inodoro

Ayudas para el Inodoro

Enea Serie Inodoro ofrece elevadores, sillas y asideros que permiten un uso del inodoro más cómodo y seguro. En su fabricación se han empleado materiales resistentes al agua que impiden un desgaste prematuro y aseguran una mayor vida útil del producto.



Elevador Inodoro Enea

El Elevador Inodoro Enea aporta una gran comodidad al estar fabricado en poliuretano blando. La altura al inodoro es de 11 cm.



Elevador Inodoro con Apoyabrazos Enea

El Elevador Inodoro con Apoyabrazos Enea aporta una gran robustez al estar fabricado en plástico. Cuenta con apoyabrazos ofreciendo una comodidad extra. Los apoyabrazos son desmontables facilitando el acceso al usuario. Se consigue un ajuste perfecto en el inodoro gracias a sus tres puntos de sujeción. La altura al inodoro es de 12 cm.



Silla Inodoro Enea

La Silla Inodoro Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura en acero y PVC. Para una mayor seguridad, incorpora conteras. Cuenta con reposabrazos fabricados en PVC acolchado y es regulable en 7 posiciones aportando una comodidad extra. Diseño discreto que oculta un cubo inodoro.



Silla Inodoro con Ruedas Enea

La Silla Inodoro con Ruedas Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura en tubo de acero cromado. Permite desplazarla fácilmente al incorporar 4 ruedas giratorias y pesar solo 9,5 kg.

Para una mayor seguridad, dispone de frenos en sus dos ruedas traseras y reposabrazos. Es regulable en hasta 6 cm de altura adaptándose a las necesidades del usuario. Fácil plegado para su almacenamiento.



Asidero Inodoro Enea

El Asidero Inodoro Enea permite al usuario un punto de apoyo extra que facilita el uso del inodoro de una manera segura. Tiene una gran robustez al estar fabricado en tubo de acero pintado en blanco. El Asidero Inodoro Enea es abatible facilitando el acceso al usuario. Para una mayor comodidad, puede incorporar un rollo de papel.

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Elevador Inodoro Enea	0402045-11	41 x 18,8 x 38,5 cm	2,4 kg
Elevador Inodoro con Apoyabrazos Enea	0402008	88 x 41 x 39,4 cm Caja de 4 uni	10,8 kg
Silla Inodoro Enea	0402015	98 x 18 x 53 cm Caja de 2 uni	21 kg
Silla Inodoro con Ruedas Enea	0402011	77 x 35 x 57,3 cm Caja de 2 uni	22,5 kg
Asidero Inodoro Enea	0402017	21,6 x 15 x 84 cm	3,5 kg

Especificaciones técnicas	Elevador Inodoro Enea	Elevador Inodoro con Apoyabrazos Enea	Silla Inodoro Enea	Silla Inodoro con Ruedas Enea	Asidero Inodoro Enea
Dimensiones (largo x ancho x alto)	41 x 37 x 16 cm	44 x 40 x 12 cm	56 x 42,5 x 83,2 - 94,5 cm	54 x 37 x 71 - 82 cm	73,6 x 17,7 cm
Peso del producto	2 kg	2,18 kg	8 kg	9,5 kg	3,15 kg
Material	Poliuretano	Plástico	Acero y PVC acolchado	Acero y plástico	Acero
Medidas del asiento (largo x ancho)			44 x 40 cm	42 x 38 cm	
Altura del suelo al asiento			41 cm	45 - 51 cm	
Altura de los apoyabrazos			20,32 cm	30 cm	
Altura del inodoro al asiento	11 cm	12 cm			
Altura hasta el apoyabrazos			66 cm	76 - 86 cm	
Plegable	No	No	No	Sí	
Apoyabrazos	No	Sí	Sí	Sí	
Cubo inodoro			Sí	Sí	
Ruedas/Conteras			Conteras	Ruedas	
Frenos de seguridad			No	Sí	
Peso máximo soportado	185 kg	100 kg	100 kg	100 kg	
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

APEX MEDICAL, S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta

48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: 94.470.64.08

Fax: 94.470.64.09

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com

