



Pedalier Loovo Pasivo

Vida Activa

APEX
Care for a Healthy Life

El Pedalier Loovo Pasivo de Apex permite a todo tipo de usuarios hacer un suave ejercicio tanto en los brazos como en las piernas estando sentados.

El uso del Pedalier Loovo Pasivo mejora la circulación sanguínea, previene el riesgo de insuficiencia venosa de las piernas y evita la sensación de piernas cansadas y pies hinchados.



Pedalier Loovo Pasivo cuenta con un mando que permite graduar el esfuerzo.



Se puede utilizar tanto para trabajar los brazos como para trabajar las piernas.



El Pedalier Loovo Pasivo tiene una pantalla que muestra el tiempo, las calorías, las vueltas y las revoluciones por minuto.



El Pedalier Loovo Pasivo incluye unas conteras antideslizantes para una mayor seguridad.



Cuenta con pedales antideslizantes.



Incluye patas para poder engancharse en una mesa.

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Pedalier Loovo Pasivo	0404008	44 x 21,6 x 84 cm Caja de 2 uni	16,7 kg

Especificaciones técnicas	Pedalier Loovo Pasivo
Dimensiones (largo x ancho x alto)	40,5 x 41 x 33 cm
Peso del producto	6 kg
Pantalla	Sí
Intensidad regulable	Sí
Garantía	2 años

APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

APEX
 Care for a Healthy Life