

Rampas telescópicas - 2 partes



Características

Rampas en aluminio telescópicas. Superficie con relieve y con agujeros para el drenaje. Con asas ergonómicas. Superficie anti-deslizante para mayor seguridad y para fijar las rampas. Con cierre de seguridad para el transporte.

Finalidad del Producto

Facilitar la accesibilidad del usuario a los espacios con escaleras o brechas.

Garantía y Entrega

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación, excepto para los componentes de desgaste rápido.

Tiempo estimado de entrega: en stock 1 a 2 días. Sin stock 4 a 5 semanas.

Rampa Telescópica 120cm (57 RP X TE 120)	
Longitud	1200mm
Ancho	195mm
Altura máx paso	240mm
Carga máx	350Kg
Peso rampa	7,4Kg

Rampa Telescópica 203cm (57 RP X TE 203)	
Longitud	2030mm
Ancho	195mm
Altura máx paso	400mm
Carga máx	300Kg
Peso rampa	11,4Kg

