

Rampas telescópicas plegables

Características

Rampas en aluminio telescópicas y plegables. Superficie con relieve y con agujeros para el drenaje. Con asas ergonómicas. Superficie anti-deslizante para mayor seguridad y para fijar las rampas. Con cierre de seguridad para el transporte.

Finalidad del Producto

Facilitar la accesibilidad del usuario a los espacios con escaleras o brechas.

Garantía y Entrega

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación, excepto para los componentes de desgaste rápido.

Tiempo estimado de entrega: en stock 1 a 2 días. Sin stock 4 a 5 semanas.

Rampa Telescópica Plegable 277cm (57 RP X TL DB 277)

Longitud	2770mm
Ancho	195mm
Altura máx paso	600mm
Carga máx	250Kg
Peso rampa	16,6Kg

