

Camilla Regulable Vitória

Origen: Portugal **Marca:** Orthos XXI

Características

Estructura articulable en 2 planos en acero pintado. Robusto y práctico. Altura fija en 3 posiciones. Lecho acolchado en espuma y viscoelástico recubierto en tela de alta resistencia. Cabecera articulada con agujero para el rostro. Con soporte para rollo de papel. Posibilidad de selección de varios colores de tapizados.

Finalidad del Producto

Diseñado para ayudar los profesionales de salud en la observación y tratamiento de los pacientes.

Garantía y Entrega

Garantía de 2 años contra defectos de fabricación, excepto para los componentes de desgaste rápido. Tiempo estimado de entrega: en stock 1 a 2 días. Sin stock 1 a 2 semanas (colores pueden tardar más tiempo).

Camilla Reg. Vitória (55 MQ 3 DE AR AL)

Longitud	185cm
Ancho	58cm
Altura	60,68,73cm
Peso máximo usuario	100Kg

