

COJINES SANILUXE



DESCRIPCIÓN

Preveniones escaras, mejorar descanso, recomendable en caso de posparto, hemorroides, fistulas. Disponible en 5 formas distintas. Se recomienda el uso de una forma u otra dependiendo de la zona y patología a tratar.

COLORES

Blanco, Celeste y Grafito

COMPOSICIÓN

Poliuretano Saniluxe (60% poliéster, 40% poliuretano). Relleno de fibra.

EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara, posparto. Acabado Saniluxe.

MANTENIMIENTO

Lavable a mano o a máquina, con detergente neutro, a 95°, suprimiendo el centrifugado. Evitar productos abrasivos. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía. Secar en posición horizontal.

REFERENCIA	FORMA	COLOR	MEDIDAS
114100	Redondo c/ Agujero	Grafito	44x11 cm
114105	Herradura Redonda		44x44x11 cm
114110	Herradura Cuadrada		
114115	Cuadrado c/ Agujero		
114120	Cuadrado		
114122	Cuadrado	Celeste	
114124	Cuadrado	Blanco	
114126	Cuadrado c/ Agujero	Celeste	
114128	Cuadrado c/ Agujero	Blanco	
114130	Herradura Cuadrada	Celeste	
114132	Herradura Cuadrada	Blanco	
114134	Herradura Redonda	Celeste	
114136	Herradura Redonda	Blanco	
114138	Redondo c/ Agujero	Celeste	44x11 cm
114140	Redondo c/ Agujero	Blanco	