

# CAMISÓN ANTIPAÑAL



## DESCRIPCIÓN

Se evita la manipulación del pañal por parte del usuario. Recomendado para enfermos de Alzheimer u otras enfermedades degenerativas que devienen en manipulaciones indeseadas de pañales, heridas, etc. Recomendado para uso nocturno. Se dificulta la movilidad del paciente.

## MODELO /REFERENCIA

202100: Cama de 90  
202101: Cama de 105  
202200: Invierno - Cama de 90  
202201: Invierno - Cama de 105

## MEDIDAS

90 y 105 cm.

## COLORES

Blanco

## COMPOSICIÓN

Estandar:

Terlenka (33% algodón, 67% poliéster) Canalé (tejido elástico)

Invierno:

Felpa (50% algodón, 50% poliéster)

Cierre de cremallera

## EFFECTOS Y VENTAJAS

Antialérgico.

## MANTENIMIENTO

Lavable a mano o a máquina. Temperatura máxima 60°C (blanco). Se puede lavar en seco. Se puede planchar. Tolera secadora. No usar lejía.