

# CINTURÓN ABDOMINAL ACOLCHADO PARA CAMA

## DESCRIPCIÓN

Cinturón abdominal acolchado para cama con correas y cierres de hebillas, imán o IronClip.

## COLORES

Transpirable - Azul

## EFFECTOS Y BENEFICIOS

Inmovilización total de la cintura. Previene caídas con inmovilización parcial del cuerpo enfocado en la zona del abdomen.

## INDICACIONES PARA EL USO

Para usarlo, debe pasar la cinta de sujeción por debajo de la cama, luego proceda a ajustar el máximo mediante el cierre seleccionando la medida deseada. Coloque el paciente en la parte superior de la cinta abdominal y ajuste con el sujetador de velcro para mantener sin presión excesiva, cierre las correas de sujeción con hebillas, imán o IronClip según modelo.

## MANTENIMIENTO

Lavar con agua fría.

Temperatura máxima de 40°C.

No lavar en seco.

No tolera la secadora.

No use lejía. No planchar.

## COMPOSICIÓN

20% Anteline (100% poliéster), 20% Velur (100% poliamida).

Y 60% de espuma. Correa de nylon.

## MEDIDAS

S: 60-90 cm

M: 75-120 cm

L: 105-145 cm

REF.	MODELO	MEDIDA	CAMA	
401240	IMÁN	S	90	
401242		M		
401244		L		
401261	IRONCLIP	S		
401260		M		
401262		L		
401230	HEBILLAS BASIC	M	105	
401232		L		
401201	HEBILLAS	S		
401200		M		
401202		L		
401205		M		
401207		L		
401270		IRONCLIP		M
401272	L			
401245	IMÁN	M		135
401247		L		
401220	HEBILLAS	M		
401222		L		
401280	IRONCLIP	M		
401282		L		
401250	IMÁN	M		
401252		L		

