




KIT COMPLETO SUJECCIÓN PARA CAMA



DESCRIPCIÓN

Cinturón de sujeción con muñequeras integradas y tobilleras.

MODELO /REFERENCIA

Acolchado:

401299 - IronClip talla M, cama 90

Loneta:

401397 - IronClip talla M, cama 90

401399 - IronClip talla L, cama 105

Polipropileno:

401190 - IronClip Talla M, cama 90

401192 - IronClip talla L, cama 105

MEDIDAS

M 75-120 cm

L 105-145 cm

COLORES

Acolchado: Azul marino

Loneta: Beige

Polipropileno: Negro

COMPOSICIÓN

Tejido acolchado: 20% Antelina (100% poliéster), 20% velur (100% poliamida) y 60% foam

Lona: 75% algodón, 25% poliéster

Polipropileno: 100% polipropileno.

EFFECTOS Y VENTAJAS

Permite el giro 90° a derecha e izquierda.
Evita caídas sin una inmovilización total.

MANTENIMIENTO

Lavar con agua fría. Temperatura máxima 40°C. No lavar en seco. Proscribir el uso de lejía. No tolera secadora. No planchar.

Polipropileno: Temperatura máxima de 30°C.