

PROTECTOR BARANDILLA BARANDEX



DESCRIPCIÓN

Protector acolchado para las barandillas de la cama. Protege a los pacientes de los golpes contra las barandillas, y previene que puedan quedar atascados de brazos y piernas entre las barras de las barandillas.

Fabricado en espuma y recubierto de material impermeable de Poliuretano.

REFERENCIAS / MEDIDAS /

703100: 140x35 cm

703102: 170x35 cm

703103: 190x35 cm

703110: 140x35 cm (Doble cara)

703115: 140x35x3,5 cm (Protección superior)

703400: 85x35 cm Cabecero / Piecero

COLORES

Azul claro

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% Poliuretano

Interior: Espuma

Cintas: Polipropileno

Cierre: Hebillas.

EFFECTOS Y VENTAJAS

Acolchados, impermeables y antialérgicos.

MANTENIMIENTO

Requiere un mantenimiento mínimo, basta con pasar un trapo húmedo o una bayeta.

También se puede lavar a mano o a máquina hasta máximo 90°C.

Tolera secadora.

No utilizar lejía ni productos abrasivos.

