

CUÑA POSICIONAL



DESCRIPCIÓN

Cuña posicional con múltiples usos.

REFERENCIA/MODELO (Ancho x Largo x Alto)

705201 - 25x25x10
705202 - 50x30x15
705203 - 50x40x20
705204 - 50x50x30
705205 - 50x70x15
705220 - 90x90x15
705223 - 105x90x15
705226 - 135x90x15
705228 - 135x90x20
705208 - Bambú - 50x70x20
705210 - Bambú - 50x70x30

COLORES

Grafito
Bambú

COMPOSICIÓN

Núcleo de foam.
Saniluxe: : 60% poliéster, 40% poliuretano
Bambú: 70% poliéster, 30% bambú

EFFECTOS Y VENTAJAS

Favorece la postura. Previene las molestias. Más comodidad. Proporciona un correcto apoyo de varias partes del cuerpo en cualquier postura. Recomendado para espalda y piernas.

MANTENIMIENTO

En el caso de la funda Saniluxe, basta con pasar un trapo húmedo o una bayeta. También se puede lavar a mano o a máquina hasta 90°C. Tolera secadora. No usar lejía.

En el modelo Bambú, lavable a mano o a máquina, con detergente neutro, a 30°, suprimiendo el centrifugado. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía.

