

## STANDER SUPINO



Plan inclinado supino con ruedas, con 3 cuerpos acolchados regulables y ajustables, y soporte para los pies. También disponible modelo con tablero. Este producto auxilia el proceso de rehabilitación, permitiendo

asumir la posición bípeda, con todos los beneficios derivados del sistema cardio-respiratorio, metabólico, circulatorio y osteo-articular. Disponible en dos tamaños: S y M.

## Datos Técnicos

### STANDER SUPINO S | M

Referencia: 59 PI 6 PQ | 59 PI 6 MD

|                     | S         | M          |
|---------------------|-----------|------------|
| Ancho               | 500mm     | 550mm      |
| Profundidad         | 650mm     | 750mm      |
| Altura almohadas    | 750-900mm | 900-1050mm |
| Ancho almohadas     | 300mm     | 320mm      |
| Altura base/tablero | 800mm     | 800mm      |
| Inclinación         | 0°-90°    | 0°-90°     |
| Peso producto       | 11Kg      | 12Kg       |
| Peso máximo usuario | 30Kg      | 40Kg       |

Tolerancia: +/-1cm

NOTA: en caso de divergencia el texto y la imagen prevalece la información descrita en el texto. Con el fin de mejora continua, Orthos XXI se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos sin previo aviso.

Update: 01/19

**ORTHOSXXI, Unipessoal Lda** Rua Santa Leocádia nº2735 // 4809-012 Sta. Leocádia Briteiros // Guimarães // Portugal

**ORTHOSMAIA XXI** C/Manuel Nuñez, 2 3ª Planta // 36203 Vigo (Pontevedra) // España

Teléfono + 34 886 312 806 // Teléfono móvil +34 678 994 993 // Email [comercialespana@orthosxxi.com](mailto:comercialespana@orthosxxi.com) // Web [www.orthosxxi.com](http://www.orthosxxi.com)