

## CODERAS SUAPEL



### DESCRIPCIÓN

Previene la generación de rojeces y escaras al evitar el contacto directo con otras superficies.

### MODELO /REFERENCIA

112100: Blanco

112102: Marino

112104: Gris

### MEDIDAS

22x34x2,5 cm



### COLORES

Blanco, Marino y Gris.

### COMPOSICIÓN

Suapel (60% poliéster, 40% acrílico).

Cierre de hebillas.

### EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara e hipoalergénico.

### MANTENIMIENTO

Lavable a mano o a máquina, con detergente neutro, a 40°, suprimiendo el centrifugado. Tolera secadora a temperatura reducida. No planchar. No usar lejía. Secar en posición horizontal.