

# MANOPLAS SUAPEL

## DESCRIPCIÓN

Manopla antiescara de suapel.

## MODELO /REFERENCIA

110100: Blanco S  
110103: Blanco M  
110106: Blanco L  
110110: Marino S  
110113: Marino M  
110116: Marino L  
110118: Gris S  
110120: Gris M  
110122: Gris L

## MEDIDAS

S - 15x26 cm  
M - 17,5x27,5 cm  
L - 20x29,5 cm

## COLORES

Blanco, Marino y Gris

## COMPOSICIÓN

Suapel (60% poliéster, 40% acrílico). Cierre de velcro.

## EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara, antibacterias y antiolores

## MANTENIMIENTO

Cepillar o sacudir la cara de fibra. Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Si se lava a máquina, utilizar un programa delicado. Secar en posición horizontal. No planchar. No usar lejía. No limpiar en seco.