

MANOPLA REHABILITACIÓN MICROBOLAS



DESCRIPCIÓN

Manopla antiescara, transpirable y cómoda. Previene autolesiones, manipulación de sondas, tubos de drenaje, etc. Talla universal. No lleva separador de dedos. Se vende por unidades.

MODELO /REFERENCIA

804020 Talla única

MEDIDAS

30X22 cm (alto x ancho)

COLORES

Blanco

COMPOSICIÓN

Vinilo (30% poliéster, 70% PVC), relleno microbolas (pelotas de poliestireno). Cierre de velcro.

EFFECTOS Y VENTAJAS

Antiescara, acolchado y transpirable. Cómoda y fácil de usar.

MANTENIMIENTO

Lavable a mano o a máquina, con detergente neutro, a 30°, suprimiendo el centrifugado. No planchar. No usar lejía ni productos abrasivos.