




Rampas Sky

Vida Activa

La gama Sky de Apex cuenta con una gran variedad de rampas que permiten a los usuarios de sillas de ruedas y scooter salvar escalones en diferentes lugares y situaciones, donde tanto el desnivel como la longitud sean variables.

Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una rampa, es saber qué desnivel se quiere salvar. A continuación se muestra una tabla con las longitudes recomendadas dependiendo del desnivel a salvar:



Rampas Sky Libro

Gracias a su fabricación en aluminio de alta calidad, las Rampas Sky Libro son muy ligeras. Ideales para personas en silla de ruedas o con scooter que requieran salvar escalones tanto en interior como en exterior. Cuenta con bisagras resistentes y una superficie con dibujo antideslizante. Se pliegan con gran facilidad y para facilitar su transporte, cuentan con asas integradas y una bolsa de transporte.

Están disponibles en varias longitudes (90, 120 y 180 cm) y soportan un peso máximo de 300 kg.



Bolsa de transporte incluida.

Rampas Sky Telescópica


Las Rampas Sky Telescópicas de Apex cuentan con una gran versatilidad al estar divididas en dos secciones. Están fabricada en aluminio de alta calidad aportando una gran ligereza a las mismas sin perder robustez. Soportan pesos de hasta 300 kg lo que las habilita para su uso con sillas manuales, eléctricas y scooters. Cuenta con una superficie con dibujo antideslizante para mayor seguridad. Gracias a sus pestañas de sujeción son regulables en longitud.

Se pliegan con gran facilidad y para facilitar su transporte cuentan con asas integradas y una bolsa.

Está disponible en dos anchuras (16,5 y 25,5 cm) y diferentes longitudes (desde 95 cm hasta 210) dependiendo del modelo. Soportan un peso máximo de 300 kg.



Bolsa de transporte incluida.



Regulables en altura gracias a sus pestañas de sujeción.

Rampa Salva Bordillo Sky

La gama de salva bordillos Sky es ideal para solventar pequeños escalones de locales, platos de ducha, parking y aceras de manera fija o temporal. Están fabricadas con goma de excelente calidad, evitando que las ruedas sufran daños al tratar de subir bordillos.



Descripción de producto	Medidas (largo x ancho)	Peso máximo soportado
Rampa Salva Bordillo 1,5 cm	90 cm x 14 cm	270 kg
Rampa Salva Bordillo 2 cm	90 cm x 15 cm	270 kg
Rampa Salva Bordillo 2,5 cm	90 cm x 15 cm	270 kg
Rampa Salva Bordillo 3 cm	90 cm x 20 cm	270 kg
Rampa Salva Bordillo 3,5 cm	90 cm x 20 cm	270 kg
Rampa Salva Bordillo 4 cm	90 cm x 20 cm	270 kg
Rampa Salva Bordillo 4,5 cm	90 cm x 25 cm	270 kg
Rampa Salva Bordillo 10 cm	90 cm x 53,5 cm	270 kg

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Rampa Sky Libro 90 cm	0401067	93 x 38,5 x 9 cm	6,8 kg
Rampa Sky Libro 120 cm	0401068	123 x 38,5 x 9 cm	8,96 kg
Rampa Sky Libro 180 cm	0401069	184 x 38,5 x 9 cm	15,2 kg
Rampa Sky Telescópica 25,5 cm (140 - 210)	0401070	142 x 29,5 x 9 cm	14,8 kg
Rampa Sky Telescópica 25,5 cm (95-120)	0401071	97 x 29,5 x 9 cm	9,1 kg
Rampa Sky Telescópica 16,5 cm (110-150)	0401072	95,5 x 29 x 9 cm	8,5 kg
Rampa Sky Telescópica 16,5 cm (140-210)	0401073	126,5 x 29 x 9 cm	11,4 kg
Rampa Salva Bordillo 1,5 cm	0401074	92 x 16 x 8,5 cm	1,5 kg Caja de 8 uni.
Rampa Salva Bordillo 2 cm	0401075	92 x 16 x 8,5 cm	16,5 kg Caja de 6 uni.
Rampa Salva Bordillo 2,5 cm	0401076	92 x 16 x 7 cm	14 kg Caja de 4 uni.
Rampa Salva Bordillo 3 cm	0401077	92 x 21 x 8 cm	14 kg Caja de 3 uni.
Rampa Salva Bordillo 3,5 cm	0401078	92 x 21 x 6 cm	11 kg Caja de 2 uni.
Rampa Salva Bordillo 4 cm	0401079	90 x 25 x 6 cm	13 kg Caja de 2 uni.
Rampa Salva Bordillo 4,5 cm	0401080	90 x 26 x 6 cm	13 kg Caja de 2 uni.
Rampa Salva Bordillo 10 cm	0401100	92 x 55 x 11,5 cm	18 kg Caja de 1 uni.

Especificaciones técnicas	Dimensiones (largo x ancho)	Peso del producto	Material	Peso máximo soportado	Garantía
Rampa Sky Libro 90 cm	90 x 71,5 cm	6,11 kg	Aluminio	300 kg	2 años
Rampa Sky Libro 120 cm	120 x 71,5 cm	8,02 kg	Aluminio	300 kg	2 años
Rampa Sky Libro 180 cm	180 x 71,5 cm	13,66 kg	Aluminio	300 kg	2 años
Rampa Sky Telescópica 25,5 cm (140 - 210)	140 - 210 cm	13,6 kg el par	Aluminio	300 kg	2 años
Rampa Sky Telescópica 25,5 cm (95-120)	95 - 120 cm	8,3 kg el par	Aluminio	300 kg	2 años
Rampa Sky Telescópica 16,5 cm (110-150)	110 - 150 cm	7,8 kg el par	Aluminio	300 kg	2 años
Rampa Sky Telescópica 16,5 cm (140-210)	140 - 210 cm	10,6 kg el par	Aluminio	300 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 1,5 cm	90 cm x 14 cm	1,8 kg	Goma	270 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 2 cm	90 cm x 15 cm	2,6 kg	Goma	270 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 2,5 cm	90 cm x 15 cm	3,3 kg	Goma	270 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 3 cm	90 cm x 20 cm	4,8 kg	Goma	270 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 3,5 cm	90 cm x 20 cm	4,9 kg	Goma	270 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 4 cm	90 cm x 20 cm	6 kg	Goma	270 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 4,5 cm	90 cm x 25 cm	6,2 kg	Goma	270 kg	2 años
Rampa Salva Bordillo 10 cm	90 cm x 53,5 cm	18 kg	Goma	270 kg	2 años

APEX MEDICAL, S.L.

c/ Elcano, 9, 6ª planta

48008 Bilbao (Vizcaya)

Tel: 94.470.64.08

Fax: 94.470.64.09

info@apexmedical.es

www.apexmedicalcorp.com

