

TALONERAS ANTIESCARA



DESCRIPCIÓN

Talonera antiescara rectangular, cilíndrica y semicilíndrica.

REFERENCIA/MODELO

109100 - Semicilíndrica Blanco
109102 - Semicilíndrica Marino
109104 - Semicilíndrica Gris
109122 - Rectangular Blanco
109124 - Rectangular Marino
109126 - Rectangular Gris
109103 - Rectangular Impermeable Blanco
109110 - Cilíndrica Blanco

MEDIDAS (Ancho x Largo x Alto)

Semicilíndrica y rectangular: 23x19x9cm
Cilíndrica:
Diámetro interior: 10 cm
Diámetro exterior: 21 cm
Profundidad: 12 cm

COLORES

Semicilíndrica: Blanco, Marino y Gris
Rectangular: Blanco, Marino y Gris
Cilíndrica: Blanco

COMPOSICIÓN

Suapel (60% poliéster, 40% acrílico)
Poliuretano
Cierre de velcro.
Núcleo de foam.

EFFECTOS Y VENTAJAS

Favorece la postura. Previene las molestias. Más comodidad. Proporciona un correcto apoyo de talones en cualquier postura.

MANTENIMIENTO

Desfundable.
Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos.
Si se lava a máquina, utilizar un programa delicado.
Secar en posición horizontal.
No planchar.
No usar lejía.
No limpiar en seco.

