



# Silla Pegaz

Sillas PCI Pediátricas



# Silla Pegaz

## Sillas PCI Pediátricas

La Silla Pegaz destaca por su ligereza (menos de 8 kilos con reposapiés) y fácil plegado. La preferida para aquellos que tienen que viajar con frecuencia. Se adapta a las necesidades del niño y a su crecimiento. Indicada para usuarios de entre 80-140 cm de altura y un peso máximo de 30 kg.

- **Sistema Crece Contigo**, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la profundidad del asiento y la altura del respaldo.
- Ruedas delanteras y traseras **antipinchazos con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- Su fabricación en aluminio y acero la hace muy **ligera y robusta** al mismo tiempo.

## Elementos destacados:



Almohadillas protectoras del tronco y cabeza



Cinturón de seguridad



Barrera de seguridad



Respaldo y asiento ajustables y reclinables



Estructura plegable



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Sistema crece contigo



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación



## Accesorios de serie:



Mesa



Capota



Barra de seguridad



Taco abductor



Reposacabezas



Almohadillas laterales



Cincha para los pies



Cinturón de 5 puntos



Sombriilla



Saco de dormir



Cesta



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Descripción de producto	Referencia
Silla Pegaz	0431001
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	47 x 37 x 134 cm
Peso total de la caja	20 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	103 x 56 x 130 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	124 x 28 x 39 cm
Peso	10 kg
Altura del niño	80 - 140 cm
Peso máximo soportado	40 kg
Anchura del asiento	30 - 38 cm
Profundidad del asiento	25 - 30 cm
Altura del respaldo	50 - 60 cm
Ajuste del reposapiés	3 posiciones: 20 / 29 / 40 cm
Asiento extraíble	No
Basculante	No
Sistema "Crece contigo"	Sí
Asiento marcha/contramarcha	No
Garantía	
Silla	2 años



**APEX MEDICAL, S.L.**  
 c/ Elcano, 9, 6ª planta  
 48008 Bilbao (Vizcaya)  
 Tel: 94.470.64.08  
 Fax: 94.470.64.09  
 info@apexmedical.es  
 www.apexmedicalcorp.com

**APEX**  
 Care for a Healthy Life