



Silla Mouse

Sillas PCI Pediátricas



Silla Mouse

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mouse práctica y con grandes funcionalidades está indicada para niños de entre 80-110 cm de altura y un peso máximo de 30 kg.

- **Sistema de basculación** que ayuda a colocar/sentar al niño en la posición correcta asegurando que la presión se distribuya de manera uniforme.
- **Cojines reductores** que permiten ajustar las dimensiones internas del asiento (anchura y profundidad) para maximizar la comodidad y seguridad del niño.
- Ruedas delanteras y traseras **antipinchazos con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento.
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Almohadillas** del tronco y cabeza ajustables para adaptarse a las necesidades del niño.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.

Elementos destacados:



Almohadillas protectoras del tronco y cabeza



Visera con ventanilla



Cinturón de seguridad



Barrera de seguridad



Respaldo reclinable



Estructura plegable



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación



Accesorios de serie:



Mesa



Capota



Barra de seguridad



Taco abductor



Controles de cabeza, tronco y cadera



Cincha para los pies



Cinturón de 5 puntos



Guantes



Sombrilla



Saco de dormir



Bolsa bajo asiento



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Descripción de producto	Referencia
Silla Mouse	0431002
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja	25 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	112,5 x 60 x 134 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	84 x 58 x 25 cm
Peso	17,5 kg
Altura del niño	80 - 110 cm
Peso máximo soportado	30 kg
Anchura del asiento	24- 30 cm
Profundidad del asiento	22 - 26 cm
Altura del respaldo	52 cm
Ajuste del reposapiés	14,5 - 23 cm
Asiento extraíble	Sí
Basculante	Sí
Sistema "Crece contigo"	No
Asiento marcha/contramarcha	Sí
Garantía	
Silla	2 años



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

APEX
 Care for a Healthy Life