



Silla Mewa

Sillas PCI Pediátricas



Silla Mewa

Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mewa tiene un diseño urbano y moderno, indicada para niños de entre 90-125 cm de altura y un peso máximo de 35 kg.


- **Sistema de basculación** del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante la marcha.
- Ruedas delanteras y traseras **antipinchazos con amortiguación** para adaptarse a cualquier terreno.
- **Almohadillas** del tronco y cabeza ajustables que mantienen seguro al niño.
- **Cinturones de abducción** que estabilizan la pelvis y evitan que el niño se deslice.
- **Asiento desmontable y estructura plegable** que facilita su almacenamiento.
- El asiento puede colocarse en **sentido contrario a la marcha**.
- **Bloqueo de ruedas direccional** ideal para pasear por terrenos irregulares.
- **Pedal de elevación** de la silla que facilita salvar obstáculos.
- **Kit de transporte** que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.

Disponible bajo pedido en color fucsia , azul cielo  o gris .

Elementos destacados:



Almohadillas protectoras del tronco y la pelvis



Cinturón de seguridad



Barrera de seguridad



Visera con ventanilla



Respaldo ajustable



Estructura plegable



Reposapiés plegable y ajustable en altura



Kit de transporte



Ruedas delanteras y traseras con amortiguación



Accesorios de serie:



Mesa



Capota



Taco abductor



Cincha para los pies



Controles de cabeza, tronco y cadera



Cinturón de 5 puntos



Guantes



Sombrilla



Saco de dormir



Bolsa bajo asiento



Bolsa para manillar



Protector para lluvia



Mosquitera



Descripción de producto	Referencia
Silla Mewa	0431003
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	66 x 50 x 88 cm
Peso total de la caja	28 kg
Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	111 x 65 x 120 cm
Dimensiones plegada (largo x ancho x alto)	84 x 64 x 26 cm
Peso	23 kg
Altura del niño	90 - 125 cm
Peso máximo soportado	35 kg
Anchura del asiento	28 - 33 cm
Profundidad del asiento	26,5 - 29 cm
Altura del respaldo	62 cm
Ajuste del reposapiés	19 - 29 cm
Asiento extraíble	Sí
Basculante	Sí
Sistema "Crece contigo"	No
Asiento marcha/contramarcha	Sí
Garantía	
Silla	2 años



APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

APEX
 Care for a Healthy Life